

Instrucciones de uso



SCHILLER

The Art of Diagnostics


Scan the QR code to
find the instructions
in your language




Por favor, proporcione la instrucción de uso al usuario final después de la instalación.



Todos los accesorios se deben instalar antes de la consola.




https://multix-trolley.com/ifu/a1z_schiller/




3




2.5



4



5



1x
M6X16+
plastic washer




4x
Ø4X38




4x
M6X8



4x
M4X6
(arandelas)



1x
M4X12
CLIP CBL
(base de
apoyo)



2x
M6x30
with
threadlocker

ILUSTRACIÓN A





ILUSTRACIÓN B



USO PREVISTO

El **carro X1** permite transportar el **dispositivo ECG SCHILLER** y sus accesorios entre los puntos de terapia en entornos hospitalarios y de atención médica limitada.



NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

- Lea el manual de instrucciones del carro antes del uso.
- Conserve las instrucciones para futuras consultas.
- El producto se ha realizado exclusivamente para el uso mediante los métodos descritos en el manual de instrucciones.
- Cualquier otro uso se considera inapropiado.
- Multix Solutions no puede considerarse responsable por posibles daños a personas y/o a cosas debido a un uso inapropiado.
- Las alteraciones o daños causados al producto por un uso incorrecto comportan la pérdida de validez inmediata de la garantía.
- Cuando un **dispositivo ECG SCHILLER** está montado en el carro, es responsabilidad de **SCHILLER** asegurarse de que el sistema cumpla las normas pertinentes vigentes, EN 60601-1 versión vigente.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES GENERALES

Para garantizar la seguridad del carro, respete al pie de la letra las siguientes instrucciones.

1. Asegúrese de que el carro se corresponda con las ilustraciones del manual.
 - Revise que no haya sufrido daños durante el transporte.
 - Revise que las partes móviles y de bloqueo, como las ruedas, los frenos y (de estar presente) el muelle de gas, funcionen correctamente.
 - Las cuatro ruedas del carro deben estar bloqueadas durante el montaje del sistema y sus accesorios o cuando el sistema está estacionado.
 - Antes de empujar el carro para desplazarlo, hay que desbloquear las ruedas.
 - Asegúrese de que el carro esté estacionado.
 - Asegúrese de que el carro no se estacione en superficies con irregularidades evidentes.
 - Para evitar que el carro vuelque, al pasar por encima de obstáculos (por ejemplo, cables eléctricos o umbrales de puertas), es necesario sujetar el asa del carro, girar 180° y tirar del carro, tal como se ilustra en las instrucciones de transporte, figura 02 en la página 06. Si hay presencia del brazo articulado, cerrarlo antes de mover el carro.
 - Evite empujar el carro con demasiada fuerza.
 - No está permitido realizar modificaciones a este producto.
2. Observe la carga máxima indicada en la etiqueta de carga.
 - PROHIBIDO SENTARSE EN EL CARRO
 - PROHIBIDO EMPUJAR
3. El montaje y el mantenimiento deben estar a cargo de técnicos cualificados y llevarse a cabo siguiendo las instrucciones para el montaje.
4. Bajo petición, se pueden suministrar piezas de repuesto tras la aprobación de **SCHILLER**.

MONTAJE

La guía de instalación del carro está ilustrada en las imágenes a-b de la página 3.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Revise todos los puntos de fijación y los mecanismos cada 6 meses.
- El producto puede usarse únicamente en interiores.
- Limpie con frecuencia las superficies metálicas y/o plásticas con detergentes con pH neutro no corrosivos y un paño/esponja/cepillo de cerdas suaves.
- No vierta directamente en las superficies líquidos, detergentes a base de cloro o amoníaco, o sustancias grasosas o aceitosas.

ELIMINACIÓN

- El carro tiene una vida útil de 10 años, tras la cual se debe eliminar conforme a las normas vigentes del país en cuestión.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Los siguientes símbolos se encuentran ya sea en el producto o en las instrucciones:



Precaución



Siga las instrucciones de funcionamiento



Producto sanitario



Límites de humedad



Mantener seco



Prohibido sentarse en el carro



Marca CE



Fabricante



Código de lote



Orientación



Manténgase protegido de la luz solar



Prohibido empujar



Número de catálogo



Código de Producto



Fecha de fabricación



Fragil; manipúlese con cuidado



Límites de temperatura



Distribuidor


ADVERTENCIA



5 kg Carga máxima (cestillo portaobjetos)
(11 lb)



Masa total, incluida la carga de trabajo segura, junto con el sistema de electrodos de aspiración DT80 o DT100 Strassle (* incluido el brazo de la bomba)



El carro se ha probado con:

- * Bomba Strassle - DT80 montada en la columna frontal con contrapeso de 6 kg **bajo la base**
- * Bomba Strassle - DT100 montada en la columna frontal **en la base**

Durante el transporte del carro, el brazo de bombeo se debe colocar como se muestra en la siguiente imagen.



Si las bombas están presentes, gire hacia delante la parte delantera e incline hacia abajo el brazo durante el transporte.

Cuando el carro esté pasando por encima de obstáculos, gire 180°, levante ligeramente el carro hacia arriba y tire de él.




FIGURA 01




FIGURA 02

Distribuido por: SCHILLER AG
Altgasse 68
Apartado postal 1052
6341 Baar
Suiza
www.schiller.ch



Multix Solutions s.r.l.
Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italia

