



Paigaldamist ja hooldust peab teostama kvalifitseeritud tehniline personal, järgides käesoleva kasutusjuhendi montaaži - ja hooldusjuhiseid (vt spetsiaalset peatükki "Montaaž" ja "Hooldus").




MONTEERIMISJUHEND

- ! Kui on olemas lisatarvikuid, vaadake enne käru kokkupanekut nendega seotud juhiseid.

1




2




3

2x M6X14
2x M8x16




4




5



4x
M4X10




6



7




4x
M6X10







8




2x
M4X6






MONTEERIMISJUHEND 032MLTACC - SHELF



15 KG (33 LBS) MAX LOAD




4x
M6X8




2



4x
M6X8



MONTEERIMISJUHEND 025MLTACC - QWERTY SUPPORT





4x
M6X8

1



4x
M6X8






4x
M4X8

1




2x
M4X8



2



2x
M4X8



Olulised märkused



Paigaldamist ja hooldust peab teostama kvalifitseeritud tehniline personal, järgides käesoleva kasutusjuhendi montaaži - ja hooldusjuhiseid (vt spetsiaalset peatükki “Montaaž” ja “Hooldus”).

KAVANDATUD KASUTAMINE

Trolley X1 TALL võimaldab **seadme ja selle lisaseadmete** transportimist ravipunktide vahelhaiglakeskkonnas ja piiratud hoolduskeskkonnas.

ÜLDISED OHUTUSNÕUDED

- Enne kasutamist tuleb lugeda käru kasutusjuhendit.
- Hoidke juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
- Toode on loodud ainult kasutusjuhendis nimetatud meetodite jaoks. Mis tahes muud kasutusviisi tuleb pidada ebasobivaks.
- Väärkasutuse tõttu tekkinud vigastused või kahjustused toovad kaasa garantii kohese äravõtmise.
- **Multix Solutions ei vastuta inimeste ja/või asjade kahjustuste eest, mis on tingitud ebaõigest kasutamisest.**
- Kui **seade** paigaldatakse käru peale, **peab süsteemi paigaldaja** tagama, et süsteem vastab kehtivatele standarditele, EN 60601-1 kehtivale versioonile..



ÜLDINE HOIATUS JA ETTEVAATUS

Käru ohutus on tagatud, kui järgite hoolikalt allpool toodud hoiatusi:

- Veenduge, et käru vastab kasutusjuhendis toodud illustratsioonile.
- Kontrollige, et see ei oleks transpordi ajal purunenud või kahjustatud.
- Kontrollige, et liikuvad ja lukustatavad osad, nagu rattad, pidurid ja (kui need on olemas) gaasivedru on töökorras.
- Kui süsteem ja selle lisaseadmed on kokku pandud, peavad kõik neli ratast olema lukustatud.
- Kui vankrit ei kasutata, veenduge, et vankri rattad on lukustatud ja et süsteem ei ole pargitud ebatasasele pinnale.
- Enne vankri lükkamist peavad kõik vankri rattad olema lahti lukustatud.
- Käru ümbermineku vältimiseks tuleb käepidemest kinni hoida, kui käruga sõidetakse üle takistuste (näiteks toitejuhtmete).
- Vältige vankri lükkamisel liigset jõudu.
- Selle seadme muutmine ei ole lubatud.




LAADIMISJUHISED

- **ON KEELATUD ISTUDA VANKRI PEAL.**
- **TÕUKAMINE KEELATUD, KUI RATTAD ON BLOKEERITUD**
- Järgige punktis “Transpordi asend ja suund” esitatud maksimaalseid koormusi
- **Veenduge, et paigaldatud konfiguratsiooni kogukaal (koos lisatarvikutega) ei ületa korvi külge kinnitatud sildil ja järgmisel leheküljel märgitud kogukaalu.**

TRANSPORDI ASUKOHT JA SUUND

Transpordi ajal tuleb käru langetada kuni gaasivedru lõpuni, hoides käepideme jooksu suunaga ettepoole, nagu on näidatud alloleval pildil:



Maksimaalne koormus

A+B+C

20	200N Max load 17kg (37.4 Lbs)
30	300N Max load 26kg (57.3 Lbs)
40	400N Max load 35kg (77 Lbs)



PAIGALDATUD KONFIGURATSIOONI
MAKSIMAALNE KOGUMASS
(= käru + lisaseadmed + ohutu
töökoormus)

Kogumass = 80kg (176.37 Lbs) = A+B+C+D + käru kaal

Käru kaal = 29kg (63.9 Lbs)

Maksimaalne koormus (A+B+C) = 35 kg (77 Lbs)

Maksimaalne koormus D = 16 kg (35.2 Lbs) = 80kg - käru kaal (29kg) - (A+B+C)*

*Kui käru liikuvale osale (A + B + C) rakendatud koormused ei ulatu märgitud maksimumkoormuseni, on võimalik rakendada käru fikseeritud osale (D) märgitud koormustest suuremaid koormusi, ületamata seejuures maksimaalset kogukaalu.

Liide



Paigaldamist ja hooldust peab teostama kvalifitseeritud tehniline personal, järgides käesoleva kasutusjuhendi montaaži - ja hooldusjuhiseid (vt spetsiaalset peatükki “Montaaž” ja “Hooldus”).

HOOLDUS

Kontrollige kõiki kinnituskohti ja mehhanisme iga 6 kuu järel.

Toode sobib kasutamiseks ainult siseruumides.

PUHASTUS

Veenduge, et toode on enne kasutamist puhastatud ja desinfitseeritud vastavalt kasutusnõuetele.

Puhastage metall- ja/või plastpinnad regulaarselt mittesöövitavate neutraalse pH-ga puhastusvahenditega ja pehme harjaga lapiga/ käsnaga/harjaga.

Ärge valage otse pindadele vedelaid, kloori- või ammoniaagipõhiseid puhastusvahendeid, rasvaseid ja õliseid aineid.

VARUOSAD

Varuosade saamiseks pöörduge seadme edasimüüja poole (vt jaotist Kontakt).

KASUTUSIGA JA KÕRVALDAMINE

Toote kasutusiga on 10 aastat.

Käru ja pakend kõrvaldatakse vastavalt kohalikele või riiklikele eeskirjadele.

kartongkarbi ja sisemine tugevdus	sisemine pakend
 KARTONGID	 POLYETHYLEN S NÍZKOU HUSTOTOU

SÜMBOLITE SÕNASTIK

Järgmised sümbolid on esitatud ostukorvis või juhendis:



Ettevaatust



Toimingu juhend



Medical seade



Niiskuse piirang



Hoia kuivana



Vankril istumine on keelatud



Kogumass



CE-märgis



Tootja



Batch kood



Orientatsioon



Hoia päikesevalgusest eemal



Tõukamine keelatud



Kordumatu identifitseerimistunnus



Kataloogi number



Toote number



Valmistamise kuupäev



Habras, käsitsege ettevaatlikult



Temperatuuri piir



Levitab



Maksimaalne koormus

Levitanud: iTD GmbH



Jahnstrasse 1
84347 Pfarrkirchen
Germany
www.itd-cart.com
sales@itd-cart.com

Tootja: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy
www.multix-trolley.com