




LIETOŠANAS INSTRUKCIJA X1 TALL TROLLEY MX.0001.800



Lūdzu, pēc uzstādīšanas sniedziet lietošanas instrukciju galalietotājam..


Izveidošana ir tehniskā pārbaude, ko veic kvalificēti tehniskie speciālisti darbinieki, vadoties pēc montāžas un tehniskās pārbaudes instrukcijām (skat. šo vadova nodaļas "Montāža" un "Tehniskā pārbaude").




SURINKIMO INSTRUKCIJA

! Jei yra priedų, prieš surinkdami vežimėlį vadovaukitės atitinkamomis instrukcijomis.

1




2




3

2x M6X14
2x M8x16



4




5




4x

M4X10




6



7




4x
M6X10







8




2x
M4X6






SURINKIMO INSTRUKCIJA 032MLTACC - SHELF



4x
M6X8





2



4x

M6X8





2 KG (4,4 LBS) MAX LOAD





4x
M6X8

1



4x
M6X8






4x
M4X8

1




2x
M4X8



2



2x
M4X8





Ilgumą ir techninę priežiūrą turi atlikti kvalifikuoti techniniai specialistai darbuotojai, vadovaudamiesi surinkimo ir techninės priežiūros instrukcijomis (žr. specialų šio vadovo skyrių “Montavimas” ir “Techninė priežiūra”).

TIKSLINIS NAUDOJIMAS

Vežimėliu X1 TALL galima vežti **prietaisą ir jo priedus** iš vienos gydymo vietos į kitą ligoninėje ir ribotos priežiūros įstaigoje..

BENDRIEJI SAUGOS ĮSIPAREIGOJIMAI

- Prieš pradedant naudoti vežimėlį, būtina perskaityti jo naudojimo instrukciją.
- Saugokite instrukcijas, kad galėtumėte su jomis susipažinti ateityje.
- Gaminys buvo sukurtas tik instrukcijoje nurodytiems metodams. Bet koks kitoks naudojimas laikytinas netinkamu.
- Dėl netinkamo vežimėlio naudojimo padarytų pažeidimų ar žalos nedelsiant netenkama garantijos.
- **Bendrovė “Multix Solutions” neatsako už žalą, padarytą asmenims ir (arba) daiktams dėl netinkamo naudojimo.**
- Jei **prietaisas** montuojamas ant vežimėlio, **sistemos montuotojas** privalo užtikrinti, kad sistema atitiktų taikomus standartus, t. y. dabartinę EN 60601-1 versiją.

BENDRAS ĮSPĖJIMAS IR PERSPĖJIMAS



Vežimėlio saugą užtikrinsite atidžiai laikydamiesi toliau pateiktų įspėjimų:

- Įsitinkinkite, kad vežimėlis atitinka vadove pateiktą iliustraciją.
- Patikrinkite, ar jis nesulūžo arba nebuvo pažeistas transportuojant.
- Patikrinkite, ar judančios ir fiksuojamos dalys, pavyzdžiui, ratai, stabdžiai ir (jei yra) dujų veikia.
- Visi keturi vežimėlio ratai turi būti užblokuoti, kai sistema ir jos priedai yra surinktas.
- Kai vežimėlis nevažiuoja, įsitinkinkite, kad vežimėlio ratai yra užblokuoti ir kad sistema nebūtų statoma ant nelygaus paviršiaus.
- Prieš stumiant vežimėlį, visi jo ratai turi būti atrakinėti.
- Kad vežimėlis neapvirtų, jei vežimėlis važiuoja per kliūtis (pavyzdžiui, elektros laidus).
- Stumdami vežimėlį venkite pernelyg didelės jėgos.
- Šio prietaiso keisti neleidžiama.




ĮKROVOS INSTRUKCIJOS

- **IR AIZLIEGTS SĖDĖT UZ RATINIEM.**
- **STUMŠANA AIZLIEGTA, JA RITENI IR BLOKĖTI**
- **Ievėrojiat maksimalias slodzes, kas norādītas sadaļā “transportēšanas pozīcija un virziens”.**
- **Pārļiecinieties, ka uzstādītās konfigurācijas kopējais svars (kopā ar piederumiem) nepārsniedz kopējo svaru, kas norādīts uz etiķetes, kas piestiprināta pie ratiņiem, un nākamajā lapā.**

TRANSPORTAVIMO PADĖTIS IR KRYPTIS

Transportavimo metu vežimėlį reikia nuleisti iki dujinės spyruoklės galo, rankeną nukreipiant į priekį, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje:



Maksimali apkrova

A+B+C

20	200N Max load 17kg (37.4 Lbs)
30	300N Max load 26kg (57.3 Lbs)
40	400N Max load 35kg (77 Lbs)



MAKSIMALI IŠ VISO ĮRENGTOS KONFIGŪRACIJOS GALIMYBĖ (= vežimėlis + priedai + saugi darbinė apkrova)

Bendras svoris = 80kg (176.37 Lbs) = A+B+C+D + vežimėlio svoris

Vežimėlio svoris = 29kg (63.9 Lbs)

Maksimali apkrova (A+B+C) = 35 kg (77 Lbs)

Maksimali apkrova D = 16 kg (35.2 Lbs) = 80kg - vežimėlio svoris (29kg) - (A+B+C)*

*Jeigu vežimėlio judamajai daliai (A + B + C) tenkanti apkrova yra mažesnė už didžiausią nurodytą apkrovą, stacionariąją vežimėlio dalį (D) galima apkrauti didesne nei nurodyta apkrova iki didžiausios bendros masės.

Priedėlis



Irengimą ir techninę priežiūrą turi atlikti kvalifikuoti techniniai specialistai darbuotojai, vadovaudamiesi surinkimo ir techninės priežiūros instrukcijomis (žr. specialų šio vadovo skyrių „Montavimas“ ir „Techninė priežiūra“).

PRIEŽIŪRA

Kas 6 mėnesius patikrinkite visus tvirtinimo taškus ir mechanizmus.

Gaminys tinkamas naudoti tik patalpose.

VALYMAS

Prieš naudodami gaminį įsitikinkite, kad jis išvalytas ir dezinfekuotas pagal naudojimo reikalavimus.

Metalinius ir (arba) plastikinius paviršius reguliariai valykite nekenksmingais, neutralaus pH plovikliais ir drėnu/spūnu/šuku minkštais šereliais.

Nepilkite skystų, chloro ar amoniako pagrindu pagamintų ploviklių, riebių ar aliejingų medžiagų tiesiai ant paviršių.

ATSARGINĖS DALYS

Dėl atsarginių dalių kreipkitės į prietaiso platintoją (žr. skyrių „Kontaktai“).

KALPOŠANAS LAIKS UN IZNĖINĀŠANA

Gaminio eksploatavimo trukmė yra 10 metų.

Vežimėlis ir pakuotė turi būti utilizuojami pagal vietos arba nacionalinius teisės aktus.

kartoninė dėžė ir vidiniai tvirtinimo elementai	vidinė pakuotė
KARTONAS	ZEMA BLĖVUMA POLIETILĖNS

SIMBOLIŲ ŖODYNĖLIS

Ant vežimėlio arba instrukcijoje pateikiami šie simboliai:



Įspėjimas



Eksploatavimo instrukcija



Mediška ierėce



Drėgmės apribojimas



Laikyti sausai



Draudžiama sėdėti ant vežimėlio



Bendras svoris



CE ženklinimas



Gamintojas



Partijos kods



Orientacija



Laikyti atokiau nuo saulės spindulių



Draudžiama stumdyti



Unikalus prietaiso identifikatorius



Katalogo numeris



Modelio numeris



Pagaminimo data



Trapus, elkitės atsargiai



Ribinė temperatūra



Platina



Maksimali apkrova

Platintojas: iTD GmbH



Jahnstrasse 1
84347 Pfarrkirchen
Germany
www.itd-cart.com
sales@itd-cart.com

Gamintojas: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy
www.multix-trolley.com