

# Norādījumu rokasgrāmata



Lūdzu, pēc uzstādīšanas sniedziet lietošanas instrukciju galalietotājam.




Uzstādīšana un apkope jāveic kvalificētam tehniskajam personālam, ievērojot šīs rokasgrāmatas montāžas un apkopes instrukcijas (skat. īpašo sadaļu “Montāža” un “Uzturēšana”).

**Reproducēšana, kopēšana vai tulkošana, pat izvilkumu veidā, ir aizliegta bez iepriekšējas Multix Solutions S.r.l. atļaujas.**

# MONTĀŽAS INSTRUKCIJA




Trolley X1T ir I klases medicīnas ierīce saskaņā ar VIII pielikuma klasifikācijas noteikumiem un ir marķēta ar „CE” atbilstoši Medicīnas ierīču regulai (MDR) (ES) 2017/745. Tas atbilst standartam IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 un iepriekšminētās Medicīnas ierīču regulas I pielikuma vispārīgajām drošības un veiktspējas prasībām.



# MONTĀŽAS INSTRUKCIJA 000CNSX1T - X1T TROLLEY

! Ja ir pieejami piederumi, pirms ratiņu montāžas skatiet attiecīgās instrukcijas.



2




2x

M6X14




2x


M8x16



3




5



4x  
M6x18  
metal washer

5




6



4x  
M6x12

4




7



4x  
M6x12

4




8




4x  
M6x10

4




9



4x  
M6x18  
metal washer

5




10




4x  
M6x8

4








13




4x  
M4X6





if needed, use the M4X6 to fix the grommets

14



1x  
M4X12+  
cable clip





if needed, use the M4x6 to fix the grommets

# Svarīgi paziņojumi



**Uzstādīšana un apkope jāveic kvalificētam tehniskajam personālam, ievērojot šīs rokasgrāmatas montāžas un apkopes instrukcijas (skat. īpašo sadaļu “Montāža” un “Uzturēšana”).**

## PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

**X1T ratiņi - 000CNSX1T** ļauj transportēt ierīci un tās piederumus starp terapijas punktiem slimnīcā un ierobežotas aprūpes iestādēs.

## VISPĀRĒJIE DROŠĪBAS PIENĀKUMI

- Pirms lietošanas ir jāizlasa ratiņu lietošanas instrukcija.
- Saglabājiet norādījumus turpmākai atsaucei.
- Produkts tika radīts tikai lietošanas instrukcijā minētajām metodēm. Jebkāda cita izmantošana ir uzskatāma par neatbilstošu.
- Par nepareizas ratiņu lietošanas rezultātā nodarītiem bojājumiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas ratiņu lietošanas rezultātā, garantija tiek nekavējoties anulēta.
- **Multix Solutions nav atbildīgs par kaitējumu personām un/vai lietām, kas radies nepareizas lietošanas dēļ.**
- Ja **ierīce ir** uzstādīta uz ratiņiem, **sistēmas uzstādītājs ir** atbildīgs par to, lai sistēma atbilstu spēkā esošajiem piemērojamajiem standartiem, EN 60601-1 pašreizējai versijai.



## VISPĀRĪGS BRĪDINĀJUMS UN PIESARDZĪBA

**Ratiņa drošība ir garantēta, rūpīgi ievērojot turpmāk sniegtos brīdinājumus:**

- Pārliecinieties, ka grozs atbilst ilustrācijai rokasgrāmatā.
- Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā tas nav salauzts vai bojāts.
- Pārbaudiet, vai kustīgās un bloķējošās daļas, piemēram, riteņi, bremzes un (ja ir) gāzes atspere, darbojas.
- Kad sistēma un tās piederumi ir samontēti, visi četri ratiņu riteņi ir jānofiksē.
- Ja ratiņi netiek darbināti, pārliecinieties, ka ratiņu riteņi ir bloķēti un sistēma nav novietota uz nelīdzenas virsmas.
- Pirms ratiņi tiek stumti, visiem ratiņu riteņiem jābūt atbloķētiem.
- Lai novērstu ratiņu apgāšanos, rokturis ir jātur, ja ratiņi brauc pāri šķēršļiem (piemēram, elektrības vadiem).
- Izvairieties no pārmērīga spēka, stumjot ratiņus.
- Šajā ierīcē nav atļauts veikt nekādas izmaiņas.



## KRAVAS IELĀDES NORĀDĪJUMI

- **IR AIZLIEGTS SĒDĒT UZ RATINIEM.**
- **STUMŠANA AIZLIEGTA, JA RITENI IR BLOKĒTI**
- Ievērojiet maksimālās slodzes, kas norādītas sadaļā “transportēšanas pozīcija un virziens”.
- **Pārliecinieties, ka uzstādītās konfigurācijas kopējais svars (kopā ar piederumiem) nepārsniedz kopējo svaru, kas norādīts uz etiķetes, kas piestiprināta pie ratiņiem, un nākamajā lapā.**

# Svarīgi paziņojumi

## TRANSPORTĒŠANAS POZĪCIJA UN VIRZIENS

Transportēšanas laikā jānolaiž līdz gāzes atsperes galam, turot rokturi vērstu uz priekšu, kā parādīts attēlā zemāk:

**TRANSPORTĒŠANAS VIRZIENS**

**Maksimālā slodze**  
**A+B+C**

20	200N Max load 17kg (37.4 Lbs)
30	300N Max load 26kg (57.3 Lbs)
40	400N Max load 35kg (77 Lbs)

**80 kg**  
**(176.4 Lbs)**

# Pielikums



**Uzstādīšana un apkope jāveic kvalificētam tehniskajam personālam, ievērojot šīs rokasgrāmatas montāžas un apkopes instrukcijas (skat. īpašo sadaļu “Montāža” un “Uzturēšana”).**

## UZTURĒŠANA

Ik pēc 6 mēnešiem pārbaudiet visus stiprinājuma punktus un mehānismus. Izstrādājums ir piemērots lietošanai tikai iekštelpās.

## TĪRĪŠANA

Regulāri tīriet metāla un/vai plastmasas virsmas ar nekaitīgiem, neitrāla pH mazgāšanas līdzekļiem un drānu/spūnu/suku ar mīkstiem sariem.

Neleļiet tieši uz virsmām šķidrums, uz hlora vai amonjaka bāzētus mazgāšanas līdzekļus, taukainas un eļļainas vielas.

## REZERVES DAĻAS

Par rezerves daļām vērsieties pie ierīces izplatītāja (skatīt sadaļu “Kontakt”).

## KALPOŠANAS LAIKS UN IZNĪCINĀŠANA

Izstrādājuma kalpošanas laiks ir 10 gadi.

Groz un iepakojums jāiznīcina saskaņā ar vietējiem vai valsts tiesību aktiem.

<p>kartona kaste un iekšējie stiprinājumi</p>  <p>KARTONS</p>	<p>iekšējais iepakojums</p>  <p>ZEMA BLĪVUMA POLIETILĒNS</p>
--	---

## SIMBOLU GLOSĀRIJS

Ratiņā vai instrukcijā ir norādīti šādi simboli:



Uzmanību



CE marķējums



Kataloga numurs



Eksploatācijas instrukcija



Ražotājs



Produkta numurs



Mediska ierīce



Partijas kods



Ražošanas datums



Mitruma iero-bežojums



Orientācija



Trausls, rokturis uzmanīgi



Saglabāt sausu



Sargāt no saules gaismas



Temperatūras iero-bežojums



Aizliegts sēdēt uz ratiem



Stumšana aizliegta



Izplata



kopējā masa



**Izplatītājs: CNSystems Medizintechnik GmbH**



Reininghausstrasse 13  
8020 Graz  
Austria  
[www.cnsystems.com](http://www.cnsystems.com)

**Ražotājs: Multix Solutions s.r.l.** 



Via Padre Rovagnati 2  
22066  
Mariano Comense (CO)  
Italy  
[www.multix-trolley.com](http://www.multix-trolley.com)