

Instrukcja obsługi



Po instalacji należy dostarczyć użytkownikowi końcowemu instrukcję obsługi.




Instalacja i konserwacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel techniczny i zgodnie z instrukcjami montażu i konserwacji (patrz dedykowana sekcja “Montaż” i “Konserwacja”) niniejszej instrukcji.

Powielanie, kopiowanie lub tłumaczenie, nawet w formie wyciągów, bez uprzedniej zgody Multix Solutions S.r.l. jest zabronione.

INSTRUKCJA MONTAŻU




Wózek X1T jest wyrobem medycznym klasy I zgodnie z zasadami klasyfikacji zawartymi w załączniku VIII i posiada oznaczenie „CE” zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych (MDR) (UE) 2017/745. Jest zgodny z normą IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 i spełnia ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i działania określone w załączniku I do wyżej wymienionego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych.



INSTRUKCJA MONTAŻU

000CNSX1T - X1T TROLLEY

- ! W przypadku obecności jakichkolwiek akcesoriów, przed montażem wózka
- należy zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami.



2



2x

M6X14


3




2x

M8x16


6




3



- 5
- 4x
M6x18
metal washer
- 5



- 6
- 4x
M6x12
- 4




7



4x
M6x12

4




8




4x
M6x10

4




9



4x
M6x18
metal washer

5





10



4x
M6X8

4






13




4x

M4X6




if needed, use the M4X6 to fix the grommets


14



1x

M4X12+
cable clip





if needed, use the M4X6 to fix the grommets

Ważne uwagi



Instalacja i konserwacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel techniczny i zgodnie z instrukcjami montażu i konserwacji (patrz dedykowana sekcja “Montaż” i “Konserwacja”) niniejszej instrukcji.

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

Wózek X1T - 000CNSX1T umożliwia transport **urządzenia i jego akcesoriów** między punktami terapii w środowisku szpitalnym i placówkach opieki o ograniczonym zakresie.

OGÓLNE OBOWIĄZKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi wózka.
- Zachowaj instrukcje do wykorzystania w przyszłości.
- Produkt został stworzony wyłącznie do metod wymienionych w instrukcji obsługi. Każde inne użycie należy uznać za niewłaściwe.
- Manipulacje lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem wózka prowadzą do natychmiastowej utraty gwarancji.
- **Multix Solutions nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia osób i/lub rzeczy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.**
- Gdy **urządzenie** jest zamontowane na wózku, obowiązkiem **instalatora systemu jest** upewnienie się, że system jest zgodny z obowiązującymi normami, EN 60601-1 w aktualnej wersji.

OGÓLNE OSTRZEŻENIA I PRZESTROGI



Bezpieczeństwo wózka jest gwarantowane przez dokładne przestrzeganie poniższych ostrzeżeń:

- Upewnij się, że wózek jest zgodny z ilustracją w instrukcji.
- Sprawdzić, czy nie został uszkodzony podczas transportu.
- Sprawdź, czy części ruchome i blokujące, takie jak koła, hamulce i sprężyna gazowa (jeśli występuje), są sprawne.
- Wszystkie cztery koła wózka muszą być zablokowane, gdy system i jego akcesoria są zmontowane.
- Gdy wózek nie jest używany, należy upewnić się, że koła wózka są zablokowane, a system nie jest zaparkowany na nierównej powierzchni.
- Wszystkie koła wózka muszą zostać odblokowane przed pchaniem wózka.
- Aby zapobiec przewróceniu się wózka, należy przytrzymać uchwyt, gdy wózek przejeżdża przez przeszkody (np. przewody zasilające).
- Należy unikać nadmiernej siły podczas pchania wózka.
- Żadnej zmiany w tym urządzeniu nie są dozwolone.




INSTRUKTIONER FÖR LASTNING

- **DET ÄR FÖRBJUDET ATT SITTA PÅ VAGNEN**
- **SKJUTNING FÖRBJUDEN NÄR HJULEN ÄR BLOCKERADE**
- **Följ de maximala laster som anges i avsnitt “Transportläge och transportriktning”**
- **Se till att den totala vikten för den monterade konfigurationen (med tillbehör) inte överstiger den totalvikt som anges på den etikett som sitter på vagnen och på nästa sida.**

Ważne uwagi

POZYCJA I KIERUNEK TRANSPORTU

Podczas transportu wózek należy opuścić do końca sprężyny gazowej, trzymając uchwyt skierowany do przodu, jak pokazano na poniższym rysunku:



Dodatek



Instalacja i konserwacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel techniczny i zgodnie z instrukcjami montażu i konserwacji (patrz dedykowana sekcja “Montaż” i “Konserwacja”) niniejszej instrukcji.

KONSERWACJA

Co 6 miesięcy należy sprawdzać wszystkie punkty mocowania i mechanizmy. Produkt nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

CZYSZCZENIE

Regularnie czyść metalowe i/lub plastikowe powierzchnie za pomocą niekorozyjnych detergentów o neutralnym pH oraz szmatki/gąbki/szczotki z miękkim włosiem. Nie wylewać bezpośrednio na powierzchnie cieczy, detergentów na bazie chloru lub amoniaku, substancji tłustych i oleistych.

REZERWNI DIJELOVI

Części zamienne można uzyskać u dystrybutora urządzenia (patrz sekcja Kontakt).

CZĘŚCI ZAMIENNE

Żywotność produktu wynosi 10 lat.

Wózek i opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami.

Pudełko kartonowe i wewnętrzne wzmocnienia	opakowanie wewnętrzne
	
KARTON	POLIETYLEN O NISKIEJ GĘSTOŚCI

SŁOWNIK SYMBOLI

Na wózku lub w instrukcji znajdują się następujące symbole:



Uwaga



Instrukcja działania



Wyrób medyczny



Limity wilgotności



Przechowywać w suchym miejscu



Zabrania się siadania na wózku



Masa całkowita



Oznakowanie CE



Producent



Kod partii



Strony



Przechowywać z dala od słońca



Pchanie jest zabronione



Kod produktu



Numer produktu



Data produkcji



Kruche, należy postępować ostrożnie



Wartość graniczna temperatury



Dystrybutor

Dystrybuowane przez: CNSystems Medizintechnik GmbH



Reininghausstrasse 13
8020 Graz
Austria
www.cnsystems.com

Wyprodukowany przez: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy
www.multix-trolley.com