

Manual de instrucciones



Proporcione el manual de instrucciones al usuario final después de la instalación.




La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal técnico cualificado y siguiendo las instrucciones de montaje y mantenimiento (ver sección dedicada “Montaje” y “Mantenimiento”) de este manual.

Queda prohibida la reproducción, duplicación o traducción, incluso en forma de extractos, sin el permiso previo de Multix Solutions S.r.l.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE




El Trolley X1T es un dispositivo médico de clase I según las normas de clasificación del anexo VIII y lleva el marcado «CE» de conformidad con el Reglamento sobre productos sanitarios (MDR) (UE) 2017/745. Cumple con la norma IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 y satisface los requisitos generales de seguridad y rendimiento del anexo I del mencionado Reglamento sobre productos sanitarios.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

000CNSX1T - X1T TROLLEY

! Si hay algún accesorio, consulte las instrucciones correspondientes antes de montar el carro.



2



2x

M6X14


3




2x

M8x16


6




3



- 5
- 4x
M6x18
metal washer
- 5



- 6
- 4x
M6x12
- 4




7



4x
M6x12

4




8




4x
M6x10

4




9



4x
M6x18
metal washer

5





10



4x
M6X8

4






13




4x

M4X6




if needed, use the M4X6 to fix the grommets


14



1x

M4X12+
cable clip





if needed, use the M4X6 to fix the grommets

Información importante



La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal técnico cualificado y siguiendo las instrucciones de montaje y mantenimiento (ver sección dedicada “Montaje” y “Mantenimiento”) de este manual.

USO INDICADO

El **carro X1T - 000CNSX1T** permite transportar **un aparato y sus accesorios** entre los puntos de terapia del entorno hospitalario y del entorno de los centros de asistencia.

REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD

- Lea las instrucciones del carro antes de utilizarlo.
- Conserve las instrucciones para futuras consultas.
- El producto ha sido creado exclusivamente para los métodos mencionados en el manual de instrucciones. Cualquier otro uso debe considerarse inadecuado.
- La manipulación o los daños causados por un uso incorrecto del carro conllevan la pérdida inmediata de la garantía.
- **Multix Solutions no se hace responsable de los daños a personas y/o cosas debidos a un uso inadecuado.**
- Cuando se monte **un aparato** en el carro, será responsabilidad del **instalador del sistema** asegurarse de que éste cumple con la normativa vigente aplicable, EN 60601-1 versión actual.

ADVERTENCIAS GENERALES Y PRECAUCIONES



La seguridad del carro queda garantizada si se siguen atentamente las advertencias siguientes:

- Compruebe que el carro coincide con la ilustración del manual.
- Compruebe que no se ha roto o dañado durante el transporte.
- Compruebe que las piezas móviles y de bloqueo, como las ruedas, los frenos y (si existe) el resorte de gas, funcionan correctamente.
- Las cuatro ruedas de la carretilla deben estar bloqueadas cuando el sistema y sus accesorios estén montados.
- Cuando el carro no esté en marcha, asegúrese de que las ruedas del carro están bloqueadas y de que el sistema no está aparcado en superficies irregulares.
- Todas las ruedas del carro deben desbloquearse antes de empujarlo.
- Para evitar que el carro vuelque, debe sujetarse el asa si el carro pasa por encima de obstáculos (por ejemplo, cables de alimentación).
- Evite ejercer una fuerza excesiva al empujar el carro.
- No se permiten modificaciones en este dispositivo.



INSTRUCCIONES DE CARGA

- **PROHIBIDO SENTARSE EN EL CARRO**
- **PROHIBIDO EMPUJAR CUANDO LAS RUEDAS ESTÁN BLOQUEADAS**
- **Respete las cargas máximas indicadas en la sección “posición y dirección de transporte”**
- **Asegúrese de que el peso total de la configuración montada (añadidos los accesorios) no supere el peso total indicado en la etiqueta colocada en el carro y en la página siguiente.**

Información importante

POSICIÓN Y DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

Durante el transporte, el carro debe bajarse hasta el final del resorte de gas, sujetando el recorrido del asa hacia delante, como se muestra en la siguiente imagen:


DIRECCIÓN DE TRANSPORTE



Carga máxima

A+B+C

20	200N Max load 17kg (37.4 Lbs)
30	300N Max load 26kg (57.3 Lbs)
40	400N Max load 35kg (77 Lbs)



Apéndice



La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal técnico cualificado y siguiendo las instrucciones de montaje y mantenimiento (ver sección dedicada “Montaje” y “Mantenimiento”) de este manual.

MANTENIMIENTO

Compruebe todos los puntos de fijación y mecanismos cada 6 meses.

El producto sólo es apto para su uso en interiores.

LIMPIEZA

Limpie regularmente las superficies metálicas y/o plásticas con detergentes no corrosivos de pH neutro y un paño/esponja/cepillo de cerdas suaves.

No vierta directamente sobre las superficies detergentes líquidos, a base de cloro o amoníaco, sustancias grasas y aceitosas.

PIEZAS DE RECAMBIO

Para obtener piezas de recambio, diríjase al distribuidor del aparato (véase la sección Contacto).

VIDA ÚTIL Y ELIMINACIÓN

La vida útil del producto es de 10 años.

El carro y el embalaje deberán desecharse de acuerdo con la normativa local o nacional.

caja de cartón y refuerzos	embalaje interno
	
CARTON	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

GLOSARIO DE SÍMBOLOS

Los siguientes símbolos aparecen en el carro o en las instrucciones:



Precaución



Siga las instrucciones de funcionamiento



Producto sanitario



Límites de humedad



Mantener seco



Prohibido sentarse en el carro



Total weight



Marca CE



Fabricante



Código de lote



Orientación



Manténgase protegido de la luz solar



Prohibido empujar



Número de catálogo



Código de Producto



Fecha de fabricación



Frágil; manipúlese con cuidado



Límites de temperatura



Distribuidor

Distribuido por: CNSystems Medizintechnik GmbH



Reininghausstrasse 13

8020 Graz

Austria

www.cnsystems.com

Fabricado por: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2

22066

Mariano Comense (CO)

Italy

www.multix-trolley.com

info@multix-trolley.com